

维格斯苏木素、曙红染色液



苏木素 (Hematoxylin) 、曙红 (Eosin) 染色液主要用于组织切片和细胞涂片的染色试剂。组织细胞通过染色后在显微镜对组织细胞的形态结构进行观察。H.E染色是病理学、组织学、生物学以及细胞学等学科必不可少的基本的染色剂。



产品说明

苏木素染色液为紫红色液体，无沉淀，略带刺激性气味；曙红染色液为橘红或枣红色液体，无沉淀，略带刺激性气味。

在常温下，经H.E染色液染色组织切片，在显微镜下观察细胞核呈蓝色，胞质、间质、各种纤维类呈不同程度的红色，红蓝对比分明、清晰。



订货号


货号	产品名称	产品内容	试剂容量	包装
3201111	苏木素-伊红染色液 (H-E)	Lillie-Mayer's苏木素染色液	500ml	10瓶/箱
3201121	苏木素-伊红染色液 (H-E)	Lillie-Mayer's苏木素染色液	2500ml	6瓶/箱
3201211	苏木素-伊红染色液 (H-E)	Mayer's苏木素染色液	500ml	10瓶/箱
3201221	苏木素-伊红染色液 (H-E)	Mayer's苏木素染色液	2500ml	6瓶/箱
3201311	苏木素-伊红染色液 (H-E)	Harri's苏木素染色液	500ml	10瓶/箱
3201321	苏木素-伊红染色液 (H-E)	Harri's苏木素染色液	2500ml	6瓶/箱
3202111	曙红Y (醇溶性) 染色液	曙红Y (醇溶性) 染色液	500ml	10瓶/箱
3202121	曙红Y (醇溶性) 染色液	曙红Y (醇溶性) 染色液	2500ml	6瓶/箱
3202211	曙红Y (水溶性) 染色液	曙红Y (水溶性) 染色液	500ml	10瓶/箱
3202221	曙红Y (水溶性) 染色液	曙红Y (水溶性) 染色液	2500ml	6瓶/箱

【注册证号】粤穗械备20140025号
*图片只供参考，产品以实物为准。



公司简介

维格斯是病理仪器、耗材、试剂集研发、制造的一家生产商。集团公司拥有专业的技术人才，先进仪器研发设备，高端的研发实验室和设施完善的生产车间。我们累积多年的研发和制造经验，结合全球病理领域发展的先进技术，完善设计和精湛的工艺水平，能保障全球的病理工作者使用到优质、可靠、高效的产品。



广州维格斯生物科技有限公司
地址: 广州市增城区新塘沙埔维格斯产业园银沙二路4号
邮编: 511338
电话: 8620-8779 3718
传真: 8620-8779 3728
www.wexisgp.com
WX-CY-S021701C

