

组织包埋盒 Embedding Cassettes


标准包埋盒



条形对称孔，盒盖连体，适用于组织学样本，书写面可适用于铅笔手写、热敏打印。

| 货号 | 颜色 |
|----------|-------|
| 2200037W | 白色 □ |
| 2200037Y | 黄色 ■ |
| 2200037G | 绿色 ■ |
| 2200037P | 粉红色 ■ |
| 2200037B | 蓝色 ■ |
| 2200037T | 灰色 ■ |
| 2200037M | 紫色 ■ |

注：250个/盒，8盒/箱



标准型圆孔，无盖，配合不锈钢盖使用，适用于组织学样本，书写面可适用于铅笔手写、热敏打印。

| 货号 | 颜色 |
|----------|-------|
| 2200038W | 白色 □ |
| 2200038Y | 黄色 ■ |
| 2200038G | 绿色 ■ |
| 2200038P | 粉红色 ■ |
| 2200038B | 蓝色 ■ |
| 2200038T | 灰色 ■ |
| 2200038M | 紫色 ■ |

注：500个/盒，8盒/箱



条形对称孔，拆装式盖子，适用于组织学样本，书写面可适用于铅笔手写、热敏打印。

| 货号 | 颜色 |
|----------|-------|
| 2200039W | 白色 □ |
| 2200039Y | 黄色 ■ |
| 2200039G | 绿色 ■ |
| 2200039P | 粉红色 ■ |
| 2200039B | 蓝色 ■ |
| 2200039T | 灰色 ■ |
| 2200039M | 紫色 ■ |

注：4*500底+4*500盖/箱


标准包埋盒



条形对称孔，后开盖，适用于组织学样本，书写面可适用于铅笔手写、热敏打印。

| 货号 | 颜色 |
|----------|-------|
| 2200041W | 白色 □ |
| 2200041B | 黄色 ■ |
| 2200041M | 绿色 ■ |
| 2200041Y | 粉红色 ■ |
| 2200041G | 蓝色 ■ |
| 2200041P | 灰色 ■ |
| 2200041T | 紫色 ■ |

注：4*500底+2*1000盖/箱



微网组织包埋盒，适用于黏膜/活检组织，书写面可适用于铅笔手写、热敏打印。

| 货号 | 颜色 |
|----------|-------|
| 2200043W | 白色 □ |
| 2200043B | 黄色 ■ |
| 2200043M | 绿色 ■ |
| 2200043Y | 粉红色 ■ |
| 2200043G | 蓝色 ■ |
| 2200043P | 灰色 ■ |
| 2200043T | 紫色 ■ |

注：250个/盒，8盒/箱



条形对称孔，盒盖连体，适用于组织学样本，书写面可适用于铅笔手写、热敏打印。

| 货号 | 颜色 |
|----------|-------|
| 2200047W | 白色 □ |
| 2200047B | 黄色 ■ |
| 2200047M | 绿色 ■ |
| 2200047Y | 粉红色 ■ |
| 2200047G | 蓝色 ■ |
| 2200047P | 灰色 ■ |
| 2200047T | 紫色 ■ |

注：250个/盒，8盒/箱

激光包埋盒



圆孔激光包埋盒，无盖，配合不锈钢盖使用，适用于组织学样本，书写面适用于激光打印。

| 货号 | 颜色 |
|----------|-------|
| 2200042W | 白色 □ |
| 2200042B | 黄色 ■ |
| 2200042M | 绿色 ■ |
| 2200042Y | 粉红色 ■ |
| 2200042G | 蓝色 ■ |
| 2200042P | 灰色 ■ |
| 2200042T | 紫色 ■ |

注：500个/盒，8盒/箱



激光包埋盒，拆装式盖子，适用于组织学样本，书写面适用于激光打印。

| 货号 | 颜色 |
|----------|-------|
| 2200060W | 白色 □ |
| 2200060B | 蓝色 ■ |
| 2200060M | 紫色 ■ |
| 2200060Y | 黄色 ■ |
| 2200060G | 绿色 ■ |
| 2200060P | 粉红色 ■ |

注：400*500底+2*1000盖/箱




后开盖激光包埋盒，适用于组织学样本，书写面适用于激光打印。

| 货号 | 颜色 |
|----------|-------|
| 2200061W | 白色 □ |
| 2200061B | 黄色 ■ |
| 2200061M | 绿色 ■ |
| 2200061Y | 粉红色 ■ |
| 2200061G | 蓝色 ■ |
| 2200061P | 灰色 ■ |
| 2200061T | 紫色 ■ |

注：400*500底+2*1000盖/箱


优质包埋盒



条形对称孔，试剂交换更高效，适用于组织学样本，书写面可适用于铅笔手写、热敏打印。

| 货号 | 颜色 |
|----------|-------|
| 2200051W | 白色 □ |
| 2200051B | 黄色 ■ |
| 2200051M | 绿色 ■ |
| 2200051Y | 粉红色 ■ |
| 2200051G | 蓝色 ■ |
| 2200051P | 灰色 ■ |
| 2200051T | 紫色 ■ |


注：250个/盒，8盒/箱



方格孔组织包埋盒，盖子可折断，适用于活检样本，书写面可适用于铅笔手写、热敏打印。

| 货号 | 颜色 |
|----------|-------|
| 2200052W | 白色 □ |
| 2200052B | 黄色 ■ |
| 2200052M | 绿色 ■ |
| 2200052Y | 粉红色 ■ |
| 2200052G | 蓝色 ■ |
| 2200052P | 灰色 ■ |
| 2200052T | 紫色 ■ |

注：250个/盒，8盒/箱



细方格孔组织包埋盒，拆装式盖子，适用于活检样本，书写面可适用于铅笔手写、热敏打印。

| 货号 | 颜色 |
|----------|-------|
| 2200053W | 白色 □ |
| 2200053B | 黄色 ■ |
| 2200053M | 绿色 ■ |
| 2200053Y | 粉红色 ■ |
| 2200053G | 蓝色 ■ |
| 2200053P | 灰色 ■ |
| 2200053T | 紫色 ■ |

注：250个/盒，8盒/箱