

WEXIS™ 溶蜡仪WD360 - 石蜡包埋的得力助手



改善石蜡质量的工具

WD360溶蜡仪将石蜡熔化后会自动恒温，让石蜡持续处于熔化状态，随着时间的增加，石蜡中的水份会逐步蒸发，空气析出，石蜡中的杂质缓慢下沉，从而使石蜡的纯度及韧性都得到提高，切片时不伤刀片且连片性好，不易断片。

包埋机的扩展蜡缸

很多大型医疗机构每天都有大量的组织需要包埋，而包埋设备一次能提供的液体石蜡量有限，WD360溶蜡仪能配合包埋设备持续为其提供液体石蜡，提高包埋工作效率。

经济实用的包埋设备

在中小型医疗机构或实验室，由于标本数量较少，因此没有专门的包埋设备。此时可将组织包埋模直接放于WD360溶蜡仪出蜡龙头口接蜡进行包埋工作，让您在最小的成本下提高效率。

公司简介

维格斯是一家研发、生产、销售于一体的专营病理产品的民族企业，公司拥有专业的技术人才，先进仪器研发设备，高端的研发实验室和设施完善的生产车间。我们累积多年的研发和制造经验，结合全球病理领域发展的先进技术，完善设计和精湛的工艺水平，能保障全球的病理工作者使用到优质、可靠、高效的产品。

特点介绍



6L大容量铝合金溶蜡缸，
一次溶化4.5Kg固体石蜡。



微电脑控制加热温度，
持续加热并准确恒温。



出蜡龙头单独加热，
保证流蜡畅通，不堵蜡。



出蜡龙头内置过滤网，
阻止杂质进入组织蜡块。



内部加装隔热防护，
使用更安全。

规格参数

仪器外形尺寸	248*289*460 (mm)
重量	9Kg
溶蜡缸容量	6L
可溶固体蜡重量	4.5Kg
输入电源	AC220 - 240V 50Hz
额定功率	370W
待机功率	<3W
设定温度	室温 - 99°C 可调
工作环境温度	0°C - 40°C
可流蜡时间	<20 分钟

订货号

订货号	型号	名称	备注
360-00-00	WD360	溶蜡仪WD360 相关配件：主机 1台 溶蜡缸盖 1件 电源线 1根 使用说明书 1本	

维格斯仪器系列包括



溶蜡仪WD360



生物组织漂片仪FL220



修蜡仪TRXXX

广州维格斯生物科技有限公司
地址:广东省广州市增城区新塘镇银沙二路4号
电话: 8620-8779 3718
传真: 8620-8779 3728

维格斯集团有限公司
地址:香港新界荃湾南丰中心1905室
电话: 852-69165385

网站: www.wexisgp.com
电邮: marketing@wexisgp.com

