


维格斯晾片板

WEXIS MICROSCOPE SLIDE TRAY



性能特点


- 独特的底部凸出孔位设计，叠放晾片板时通风顺畅，更利于玻片干燥；
- 采用环保优质ABS材质制作，坚固耐用不易腐蚀，可重复使用；
- 设计合理，底部可贴标签，便于快速识别区分晾片板上内容；
- 每张可平放20张载玻片，多张晾片板叠置节省空间，便于存放；
- 可定制颜色，满足不同实验操作的需要。



孔位设计



叠置存放



利于玻片通风，底部可贴标签

货号	产品名称	规格	尺寸	颜色
122106W	维格斯晾片板	60张/箱	308*194*11mm	白色
122106Y	维格斯晾片板	60张/箱	308*194*11mm	金黄色
122106O	维格斯晾片板	60张/箱	308*194*11mm	橙色
122106R	维格斯晾片板	60张/箱	308*194*11mm	红色
122106B	维格斯晾片板	60张/箱	308*194*11mm	淡蓝色
122106G	维格斯晾片板	60张/箱	308*194*11mm	绿色
122106P	维格斯晾片板	60张/箱	308*194*11mm	紫色




多种颜色可供选择

亦可定制其他颜色

*图片仅供参考，产品以实物为准

公司简介

维格斯是一家研发、生产、销售于一体的专营病理产品的民族企业，公司拥有专业的技术人才，先进仪器研发设备，高端的研发实验室和设施完善的生产车间。我们累积多年的研发和制造经验，结合全球病理领域发展的先进技术，完善设计和精湛的工艺水平，能保障全球的病理工作者使用到优质、可靠、高效的产品。



维格斯官方微信



电子彩页

广州维格斯生物科技有限公司
 地址：中国广州市增城区新塘镇沙浦
 银沙二路4号（维格斯产业园）
 邮编：511 338
 电话：8620-8779 3718

维格斯集团有限公司
 地址：香港新界元朗宏业西街33号
 元朗贸易中心1611室
 电话：852-2567 2882
 传真：852-2567 6333

网址：www.wexisgp.com
 邮箱地址：marketing@wexisgp.com