

WEXIS Standard标准级载玻片



单头单面磨砂；抛光边；45°角

货号	尺寸	厚度	包装
312030001	75mm*25mm	1.0mm~1.2mm	50片/盒；50盒/箱



单头双面磨砂；抛光边；45°角

货号	尺寸	厚度	包装
312030002	75mm*25mm	1.0mm~1.2mm	50片/盒；50盒/箱

WEXIS-Excel优质级载玻片

浮法玻璃材质；单头单面蒙砂；抛光边；45°角

货号	尺寸	厚度	包装
312030006	75mm*25mm	1.0mm~1.2mm	50片/盒；40盒/箱



浮法玻璃材质；单头双面蒙砂；抛光边；45°角

货号	尺寸	厚度	包装
312030003	75mm*25mm	1.0mm~1.2mm	50片/盒；40盒/箱



维格斯载玻片/盖玻片系列



WEXIS-Pro Adhesion粘附载玻片

超白玻璃材质，专为免疫组化研制
表面经正电荷处理，高粘附性

抛光边；45°角；单头单面涂装；带两个“+”符号

货号	尺寸	厚度	包装
312030005	75mm*25mm	1.0mm~1.2mm	50片/盒；40盒/箱

WEXIS-Pro专业级载玻片

手写、打号更容易，字体更清晰

单头单面白色涂装；抛光边；45°角

货号	尺寸	厚度	包装
312030004	75mm*25mm	1.0mm~1.2mm	50片/盒；40盒/箱



WEXIS-Standard系列盖玻片

优质超白玻璃材质；高透光率

厚度：0.13mm~0.16mm



货号	尺寸	包装
312040001	24mm*24mm	200片/盒；200盒/箱
312040002	24mm*32mm	100片/盒；200盒/箱
312040003	24mm*40mm	100片/盒；200盒/箱
312040004	24mm*50mm	100片/盒；200盒/箱