

台式晾片柜

关注病理医务工作者的身体健康—维·格斯


■ 环保 ■ 快速 ■ 便捷 ■ 有序 ■ 健康

- 通风设计，快速晾片
- 陈列有序，工作更有条理
- 安全便捷，工作流程更顺畅
- 容量充足，一次性装载200张玻片
- 台式设计，便于放置合理利用空间
- 环保健康，晾片过程中处理有机气体

★ 配套维·格斯晾片板使用更便捷



通风晾片，内置空气处理机，快速处理玻片挥发出来的有机气体，保护阅片者健康，创造健康阅片环境。



空气处理机：环保健康，晾片过程中处理有机气体

晾片板：一次可装载10张晾片板，每张可平放20张载玻片，多种颜色可供选择。

隔挡条：防止晾片板掉落，安全可靠

维·格斯是一家集研发、制造于一体的专业生产商，集团公司拥有专业的技术人才、先进的研发设备、高端的研发实验室和设施完善的生产车间，积极为广大客户提供高效、稳定、可靠的病理仪器、耗材及试剂。



产品名称：台式晾片柜
产品尺寸：235*340*290mm

维·格斯晾片板

性能特点


- 独特的底部凸出孔位设计，叠放晾片板时通风顺畅，更利于载玻片干燥；
- 采用环保优质ABS材料制作，坚固耐用，不易腐蚀，可重复使用；
- 设计合理，底部可贴标签，便于快速识别区分晾片板上内容；
- 每块晾片板可平放20张载玻片，多块晾片板叠放节省空间；
- 可定制颜色，满足不同实验操作的需要。



分格型晾片板



平板型晾片板



叠置存放



底部可贴标签



孔位设计

产品参数

货号	产品名称	规格	尺寸	可选颜色
122106	分格型晾片板	60块/箱	308*194*11mm	白、金黄、橙、红、淡蓝、绿、紫
122107	平板型晾片板	60块/箱	308*194*11mm	白、金黄、橙、红、淡蓝、绿、紫

注：您在订货时需注明所需颜色，否则仓储将随机选用颜色发货。

特约经销商



维·格斯官方微信

广州维格斯生物科技有限公司
地址：中国广东省广州市增城区新塘
沙埔银沙二路4号（维格斯产业园）
邮编：511 338
电话：020-8779 3718

维格斯集团有限公司
地址：香港新界元朗宏业西街33号元
朗贸易中心1611室
电话：852-2567 2882
传真：852-2567 6333

网址：www.wexisgp.com
邮箱：marketing@wexisgp.com