




特殊染色试剂



货号	产品名称	产品内容	规格
77147	Masson三色染色液	胶原纤维和肌纤维染色试剂盒（苦味酸-酸性品红法）	8ml/瓶 x 4
77148	Masson三色染色液	胶原纤维和肌纤维染色试剂盒（Masson三色法）	8ml/瓶 x 5
77149	网状纤维染色液	网状纤维染色试剂盒（氢氧化银氨液浸染法）	8ml/瓶 x 5
77150	弹性纤维染色液	弹力纤维染色试剂盒（地衣红法）	8ml/瓶 x 3
77151	Masson三色染色液	肌纤维染色试剂盒（磷钨酸苏木素法）	8ml/瓶 x 5
77152	抗酸染色液	抗酸菌染色试剂盒（苯酚碱性品红法）	8ml/瓶 x 3
77153	六胺银染色液	霉菌染色试剂盒（六胺银法）	8ml/瓶 x 12
77154	刚果红染色	淀粉样蛋白染色试剂盒（甲醇刚果红法）	8ml/瓶 x 4
77155	铁染色液	黑色素染色试剂盒（硫酸亚铁法）	8ml/瓶 x 3 + 20包
77156	铁染色液	含铁血黄素染色试剂盒（亚铁氰化钾法）	8ml/瓶 x 3
77157	银染液	钙盐染色试剂盒（硝酸银法）	8ml/瓶 x 4
77158	过碘酸雪夫染色液	垂体细胞染色试剂盒（高碘酸-无色品红-橙黄G法）	8ml/瓶 x 5
77159	苏丹黑染色液	脂肪染色试剂盒（苏丹Ⅲ法）	8ml/瓶 x 3
77160	免疫显色试剂	乙型肝炎表面抗原染色试剂盒（醛品红法）	8ml/瓶 x 5
77161	幽门螺杆菌染色液	胃幽门螺杆菌染色试剂盒（硼酸美蓝法）	8ml/瓶 x 1
77162	粘蛋白胭脂红染色液	脂褐素染色试剂盒（醛品红法）	8ml/瓶 x 5
77163	粘蛋白胭脂红染色液	肥大细胞染色试剂盒（醛品红法）	8ml/瓶 x 3
77164	苯胺蓝染色液	髓鞘染色试剂盒（砂罗铬花青法）	8ml/瓶 x 4
77165	亮绿-过碘酸雪夫染色液	DNA染色试剂盒（酸水解-无色品红法）	8ml/瓶 x 4
77166	过碘酸雪夫染色液	糖原染色试剂盒（高碘酸-无色品红法）	8ml/瓶 x 5
77167	阿利辛蓝染色液	粘液染色试剂盒（爱先蓝（PH2.5）法）	8ml/瓶 x 2
77168	阿利辛蓝染色液	粘液染色试剂盒（爱先蓝（pH1.0）法）	8ml/瓶 x 2
77169	阿利辛蓝染色液	粘液染色试剂盒（HID-AB法）	8ml/瓶 x 3
77170	琼斯亮绿染色液	基底膜染色试剂盒（六胺银法）	8ml/瓶 x 12
77171	抗酸染色液	快速简易抗酸染色试剂盒	8ml/瓶 x 6
77172	银染液	类癌染色试剂盒（缓冲硝酸银法）	8ml/瓶 x 3 + 20包
77173	阿利辛蓝-过碘酸雪夫氏染色液	中性粘液和酸性粘液染色试剂盒（AB-PAS）	8ml/瓶 x 6

备注：维格斯研制的27种特殊染色试剂均取得食品药品监督管理局产品备案证。

其他试剂

货号	产品名称	产品内容	试剂容量	包装
3205111	巴氏染色液	苏木素/桔黄G6/EA-65	500ml	3瓶/套
3205211	巴氏染色液	苏木素/桔黄G6/EA-36	500ml	3瓶/套
3205311	巴氏染色液	苏木素/桔黄G6/EA-31	500ml	3瓶/套
3205411	巴氏染色液	苏木素/桔黄G6/EA-50	500ml	3瓶/套
3204111	返蓝染色液	返蓝液	500ml	6瓶/箱
3204121	返蓝染色液	返蓝液	2500ml	2瓶/箱
8200500	骨髓脱钙液	4%骨髓脱钙液	500ml	6瓶/箱
8202500	骨髓脱钙液	4%骨髓脱钙液	2500ml	2瓶/箱
8100500	脱钙液	14%硝酸钙液	500ml	6瓶/箱
8102500	脱钙液	14%硝酸钙液	2500ml	2瓶/箱
3203111	清洗液	分化液	500ml	6瓶/箱
3203121	清洗液	分化液	2500ml	2瓶/箱
8400500	组织固定液	Bouin氏固定液	500ml	6瓶/箱
8402500	组织固定液	Bouin氏固定液	2500ml	2瓶/箱
8300500	组织脱水试剂 (苯酚-二甲苯)	苯酚-二甲苯	500ml	6瓶/箱
8302500	组织脱水试剂 (苯酚-二甲苯)	苯酚-二甲苯	2500ml	2瓶/箱



维格斯集团有限公司
 地址:香港新界元朗宏业西街33号元朗贸易中心1611室
 电话: 852-2567 2882 传真: 852-2567 6333

广州维格斯生物科技有限公司
 地址:广州市增城新塘沙浦银沙二路4号维格斯产业园
 邮编: 511338
 电话: 8620-8779 3718 传真: 8620-8779 3728

电邮: marketing@wexisgp.com



*图片只供参考，产品以实物为准。

WX-CY-S031701C